

## 3 Cartouches de résine pour Déioniseur Aquatron



3 Cartouches de résine pour LAB ADH

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 516,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les cartouches échangeuses d'ions jetables changent lentement de couleur du vert au bleu au fur et à mesure qu'elles de leur saturation, ce qui donne une indication rapide de l'état de la résine. Pas besoin de conductimètres, de piles ou d'alimentation électrique. Livré complet avec tuyau flexible pour le raccordement d'un robinet et d'un robinet d'arrêt pour le contrôle du débit.

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.