

## Alimentation double de laboratoire 2 x 0-30V / 0 - 3A



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 379,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Alimentation double de laboratoire 2 x 0-30V / 0 - 3A

Tension de sortie : 0 -30V DC (réglable).

Courant de sortie 0 - 3A DC (réglable)

Ondulation et bruit : CV Protection par limitation du courant.

Affichage LED de 3 digits pour la tension et le courant.

### Précision :

Voltis : +/- 1%+ 2dig

Ampères : +/- 2%+2dig.

Tension d'alimentation : 110 VAC+/-10% - 220VAC +/-10% - 50/60 Hz+/-2Hz (commutable).

Dimensions : 360 x 265 x 165 mm.

Masse 10 kg.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.