

Alimentation Non Stabilisée réglable : 2-24V AC/ DC 5A



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 325,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cette Alimentation présente un rapport qualité/ prix exceptionnel.

Protégée par disjoncteur thermique, sa face avant est d'une grande simplicité, les bornes de sortie en continu et en alternatif sont clairement indiquées, un potentiomètre permet de faire varier la tension par incrément de 2 Volts de 2 à 24 V, sous un ampérage maximum de 5A.

Cette alimentation redressée non filtrée, trouve sa place dans tous les laboratoires.

Dimensions 185 x 205 x 115 mm.

Poids 2,8 Kg .

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.