

## Armoire Basse à 4 Tiroirs (1 x 75) / (1 x 225) / (2 x 300)



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 1350,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

#### MEUBLES DE RANGEMENT METALLIQUES - GAMME TECHNOMOB

- Volume important de rangement
- Un large choix : armoires hautes ou basses, à portes battantes ou rideaux, à tiroirs
- Coffres forts et armoires fortes complètent la gamme

Les Armoires TechnoMob sont réalisées en tôle pliée 12 et 20/10 ème nervurée et soudée, Corps Monobloc

Les Armoires Hautes sont équipées selon les modèles de Portes à Rideaux, de Portes Battantes Pleines ou de Portes Battantes Vitrées en métacrylate de forte épaisseur.

Les Armoires Basses sont équipées selon les modèles de Portes à Rideaux, de Portes Battantes Pleines, de Portes Battantes Vitrées ou de Combinaisons de Tiroirs de Diverses hauteurs.

L'Unité des dimensions (Largeur 1000 mm, Profondeur 665 mm, Hauteurs 1000 ou 1950 mm) permet de juxtaposer les meubles en jouant sur la combinaison des différents modèles.

Couleurs de la Gamme TechnoMob - Corps Gris Clair / Portes et Façades de Tiroirs au choix Bleu ral 5015, autres coloris sur devis (attention surcoût de mise en peinture).

A l'exception des Armoires à Portes Rideaux proposées en couleur unie, Gris Clair.

#### Caractéristiques :

Dimensions 1000 x 665 x 1000 mm

**Serrure à condamnation centralisée des tiroirs**

**Combinaisons de Tiroirs de Profondeur utile 75, 100, 125, 150, 200, 225 et 300 mm selon les modèles.**

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.