

## Armoire à portes vitrées - Etagères Lattées 1200 x 450 x 2000 mm



Etagères Lattées de 22 mm. Profondeur 450 mm.

Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 909,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Les armoires Mobilab sont proposées en 2 profondeurs au choix de 450 mm ou 600 mm pour permettre de ranger les objets les plus encombrants.

Une structure métallique robuste.

Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire

Les armoires peuvent être sur-montées de sur-meubles à portes pleines de hauteur 400 mm, ce qui porte la hauteur totale de l'armoire à 2400 mm

L'espace intérieur est équipé de 8 étagères réglables.

Ces armoires sont équipées soit d'étagères en mélaminé de 19 mm soit d'étagères en Latté de forte portée.

Un panneau de refend rigidifie l'armoire dans sa hauteur en segmentant l'espace en 2 volumes identiques.

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constitue le corps de l'armoire.

Les portes en panneau mélaminé de 19 mm sont équipées sur les 3/4 de leur surface d'une fenêtre transparente en métacrylate. Les portes sont condamnées par

poignée serrure à crémone 3 points.

La porte gauche peut être maintenue fermée par crochet flexible.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.