

## Armoire à portes battantes - Etagères Mélaminées 1200 x 450 x 2000 mm



Etagères Mélaminé de 19 mm. Profondeur 450 mm.

Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 648,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

#### Les armoires à portes battantes

##### Des Agencements Astucieux...

Ces armoires polyvalentes trouvent leur place dans les laboratoires, mais aussi dans les salles de cours, les bureaux, les ateliers...

La forme du caisson, sans débordement permet toutes les associations: en linéaires muraux, dos à dos pour segmenter et organiser des circulations de stockages, ou en îlots...

L'Alternance d'armoires à portes pleines et à portes vitrées est possible...

##### Des Armoires de Grande Profondeur :

Les Armoires Mobilab sont les seules modèles bois sur structure métallique à être proposées en deux profondeurs au choix 450 mm ou 600 mm pour ranger les objets les plus encombrants.

##### Une Structure Métallique Robuste :

Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire. (Bordeaux ral 3004 en standard. Autres couleurs sur demande).

##### Un Design Pratique et Esthétique:

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constitue le corps de l'armoire. (Autres couleurs sur demande)

Les portes battantes sont en panneau mélaminé de 19 mm montées sur charnières invisibles et munies d'une poignée serrure à crémone 3 points.

Un panneau de refend rigidifie l'armoire dans sa hauteur en segmentant l'espace en 2 volumes identiques.

L'espace intérieur est équipé de 8 étagères réglables en Mélaminé de 19 mm ou en Latté de 22 mm.

**Nos réalisations :** <http://www.biolab.fr/index.php/nos-realizations>

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.