

## Autoclave 12 litres





Nouvelle génération d'autoclaves entièrement automatiques. Elles ont été conçues pour répondre aux exigences et à la sécurité pour les travaux pratiques en SVT particulièrement en microbiologie. Ces autoclaves sont très simples d'utilisation et garantissent la sécurité des enseignants et des élèves. Très stables elles évitent tout risque de basculement. Disponibles en deux versions : 9 ou 12 litres

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 1602,10 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Caractéristiques :**

- Fonctionnement automatique
- Mécanisme de sécurité bloquant l'ouverture jusqu'à ce que la température interne soit inférieure à 80°C
- Température de stérilisation : 121°C
- Durée minimum de stérilisation : 28 minutes
- Empêche le bris de verrerie dû à la surchauffe
- Empêche les échappements de gaz ou vapeur
- Connexion pour imprimante
- Fourni avec un panier

Dimensions utiles de la chambre: Ø 210 x H 328 mm (12 litres).

Puissance : 1500W

Alimentation : 230V/50/50Hz

Masse : 4.8 kg (12 litres)

Conformité : 93/42/EC

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.