

Boîtier Déioniseur Aquatron



Un déminéralisateur simple et portable pour une eau de bonne qualité à un prix abordable.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 223,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

- Débit jusqu'à 60 litres/heure
- Cartouches jetables à faible coût
- Le changement de couleur indique l'état de la résine en un coup d'œil.
- Montage sur pied ou mural (en option)
- Idéal comme prétraitement pour les alambics Aquatron®

Un déminéralisateur simple et portable pour une eau de bonne qualité à un prix abordable.

Les cartouches échangeuses d'ions jetables changent lentement de couleur du vert au bleu au fur et à mesure qu'elles de leur saturation, ce qui donne une indication rapide de l'état de la résine. Pas besoin de conductimètres, de piles ou d'alimentation électrique. Livré complet avec tuyau flexible pour le raccordement d'un robinet et d'un robinet d'arrêt pour le contrôle du débit.

Caractéristiques techniques

Débit 60
maximal, l/h
Température 40
maximale de
l'eau, °C
Pression 100 (700)
maximale de
l'eau, psi
(kPa)
Conductivité < 15
de sortie,
µS/cm-1
Dimensions, 130 x 315
mm

Peut être raccordé en série avec le filtre Aquatron® soit par un tuyau flexible, soit par le raccord rigide (LAB ALC) disponible comme accessoire. Idéal comme prétraitement pour les alambics Aquatron® afin d'éviter la formation de tartre et d'améliorer la qualité du rendement.

Le boîtier LAB ADH et les cartouches (lot de 3) échangeuses d'ions LAB ADI doivent être commandés séparément.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.