

Cartouche de rechange 1,5 litres



Cartouche de rechange pour déminéralisateur DI Stream

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 79,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cartouche de résine (lit mélangé cationique+anionique) décolorable de haute qualité, Décolorable en fonction de la saturation (du bleu au jaune paille).

Minéralisation totale en degré français °f	Capacité de production en litres
10	360
20	160
30	120
40	105

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.