

## Coffret 8 diapasons



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 173,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ce kit est composé de 8 diapasons de grande qualité proposant une octave complète. La fréquence est gravée sur chaque diapason. Certains diapasons ont une fréquence précisément du double de certains autres par exemple 256 Hz et 512 Hz...ce qui permet de travailler sur les harmoniques.

Dimensions: 250 x 210 x 70 mm - 800 g.

### Composition :

- Diapason de 256 Hz
- Diapason de 288 Hz
- Diapason de 320 Hz
- Diapason de 341,3 Hz
- Diapason de 384 Hz
- Diapason de 426,6 Hz
- Diapason de 480 Hz
- Diapason de 512 Hz
- Un maillet en caoutchouc.

Ce kit est livré en malette ABS.

## Ondes & Son: Coffret 8 diapasons

---

*Ce kit est idéal pour les TP d'ExAO avec les consoles et capteurs einstein™*

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.