


## Détecteur Electronique MoléCode



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 913,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

**Cellule de détection Molécode S**

- Technologie semi conducteur
- Détection de la saturation du filtre en aval du filtre principal
- Produits ciblés : solvants organiques principalement
- Détection de la saturation du filtre en aval du filtre principal
- Seuil de détection réglable en fonction des produits chimiques manipulés
- Fonctions contrôlées par le logiciel eGuard
- Déclenchement Alarme en fonction des seuils paramétrés

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.