

## Diaphragme à Iris



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 67,54 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Recommandé pour les études de diffraction de la lumière

Support circulaire métal noir Ø120 mm

Sur tige aluminium Ø 10 mm

Iris à 12 lamelles

Ouverture de 1,5 à 28 mm

Dimensions : 245 x 120 x 35 mm

Poids : 180 g

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.