


Désinfecteur automatique Mobiwatch MiniBio



Désinfection automatique sécurisée de vos locaux Purification d'air - Désinfection de surfaces - Diffusion de parfums La désinfection manuelle est fastidieuse et reste toujours aléatoire ! Automatisez votre désinfection pour un gain de temps et une sécurité accrue. Le couple appareil / produit Mobiwatch désinfectera toutes vos surfaces accessibles comme nonaccessibles, ainsi que tout le matériel présent dans le volume concerné ! La désinfection Mobiwatch est conforme à la norme NF T72-281 de l'ANSM Appareil garanti 3 ans

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 2700,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Le système de diffusion Mobiwat®h

Diffuse dans l'atmosphère un « brouillard sec » qui sature les volumes, et éradique les micro-organismes pathogènes. Désinfecte toutes les surfaces, accessibles comme nonaccessibles !

BACTERICIDE – VIRUCIDE – FONGICIDE - SPORICIDE

- Hôpitaux / Cliniques,
- Professions médicales (ex. cabinets dentaires, ...),
- Industries
- Pharmaceutiques / Cosmétiques,
- Agro-alimentaires,
- Chimie.
- R&D,
- Laboratoires (ex. LABM, ...),
- Collectivités (ex. EHPAD, Crèches, ...),
- Transports (ex. médical, déchets médicaux, ...),

Association Produit – Machine : Qualification de la norme NF T72-281 (v2014)

Praticité et compatibilité du produit avec l'environnement considéré :

- Produit sûr et non-toxique (Personnel),
- Non-corrosif (Equipements techniques),
- Dégradable en eau et oxygène,
- Simple à mettre en oeuvre (Economie de temps personnel).

Caractéristiques :

- Matériel compact
- Entièrement automatique
- Pas d'immobilisation de personnel
- Adapté à tous types de locaux
- Quantité de désinfectant dispersée optimisée
- Rapidité de nébulisation
- Traçabilité de désinfection
- Non corrosivité sur les matériaux

Minibio – désinfecte jusqu'à 100 m³

Maxibio – désinfecte jusqu'à 250 m³

Données Techniques MiniBio

Système de diffusion Effet venturi - aspiration

Capacité réservoir 2 L

Désinfecte des volumes jusqu'à 100 m³

Consommation minimum 1200 ml / heure

Compresseur – Buse (Inox 316) Dürr Technik – Spraying System

Alimentation Electrique 230 V – 50/60 Hz – 270 W

Dimensions (mm) - Poids 345 x 325 x 345 – 9 Kg

Stabilité du produit : 2 ans

Le minibio est à utiliser avec le désinfectant Mobiwat®h SPP

Le Mobiwat®h SPP est un désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide péracétique.

Le désinfectant Mobiwat®h SPP prêt à l'emploi, bénéficie d'une formulation brevetée unique.

Disponible en bidons de 5L.

Mobiwat®h SPP: