

Ecran mural à enroulement manuel 2000 x 1500 mm



Dimensions : 2000 x 1500 mm

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 221,62 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

- Surfaces mâtes spécialement adaptées à la vidéoprojection - Non Feu M-1
- Dos de toiles de coloris noir pour éviter transparence et déperdition lumineuse
- Décliné en 3 modèles de tailles variables : trépied, mural manuel, mural électrique

Mécanisme d'enroulement silencieux

2 Modes de fixations possibles : murale ou sous plafond de tous les modèles...

Encombrement réduit de l'écran replié

Ecran Mural à Enroulement Manuel

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.