

Filtre de Rechange pour Pipeteur Electronique 0.2 µm - Lot de 5



Ergonomique et maniable d'une seule main. Garantie 1 an.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 49,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Aspire et distribue les liquides facilement, efficacement et en toute sécurité.

Un filtre en PTFE de 0,2 µm et une valve de sécurité évite l'entrée des liquides dans le pipeteur.

Le cône de fixation des pipette est autoclavable. Pour pipettes de 0,1 à 200 ml.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.