


Filtre de Rechange Vapeurs Polyvalentes - CORG 300



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 473,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Filtre vert CORG 300 pour usage polyvalent

“CORG” Nouveau filtre à usage Polyvalent...

Permet d'absorber la plupart des solvants organiques, acides organiques et minéraux représentés dans les laboratoires d'enseignement...(Testés NFX 15.211-2)

Un Filtre à Charbon Actif spécifiquement traité en fonction des produits stockés assure l'élimination des vapeurs dangereuses dans l'enceinte et dans l'environnement immédiat de l'armoire Mobilab propose 3 modèles de Filtres, vous devez choisir en fonction de la famille de produits dont la proportion stockée est majoritaire

Pour votre sécurité comme pour la conservation de votre équipement en bon état, vous devez impérativement changer le filtre au moins 1 FOIS PAR AN..

MOBILAB, poursuit la fourniture des Filtres d'Ancienne Génération.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

