

Laser Trio Rouge



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 118,74 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Un Laser compact, puissant et très pratique :

- Trois utilisations possibles: sur table, sur banc d'optique avec tige Ø10mm, sur tableau magnétique.
- L'accessoire plan inclus permet de transformer le rayon laser en faisceau plan (trait).

Format de laser proposé en Rouge ou en Vert (OPTI 106016)

Laser de classe II / 635 nm / rouge

Puissance : 1mW

Tube aluminium anodisé rouge

Alimentation : 230 - 4,5V (incluse)

Tige aluminium Ø10 x 140mm amovible

Semelle magnétique

Accessoire trait inclus (lentille de FRESNEL)

Dimensions : 175 x 20 x 20 mm

Poids : 130 g

Commentaires des clients

Sources de lumière pour banc: Laser Trio Rouge

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.