## Machine à paillettes de glace 85 Kg





Note : Pas noté **Prix** 

Prix ??TTC : 4376,25 €

Poser une question sur ce produit

## Description du produit

Fabrication de glace en grains non agressive, par système à vis sans fin (évaporateur cylindrique vertical).

Stockage jusqu'à 13 Kg.
Capacité de production 85 kg / 24 h.
Alimentation 220 V 50 Hz, puissance 420 W
Carrosserie Inox 18/8.
Raccordement Eau 3/4 gaz
Vidange 20 mm
Livrée avec filtre anti-boue
Dimensions: 550 x 610 x 880 mm
Garantie 2 ans.

## Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

2 / 2