

Multimètre de table 20000 points TRMS AC + DC 50kHz



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 213,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Fréquence-mètre - Capacimètre - Test transistors

Rétroéclairage

Caractéristiques générales :

Changement d'échelle : manuel

Afficheur : LCD 41/2 / 28 mm / Rétroéclairé

Lecture max : 20000 points

Vitesse d'échantillonnage : 2 mes /sec

Polarité : auto...»-»négative

Tension AC/DC :

Calibres : 200mV-2V-20V-200V-750V/200mV-2V-20V-200V-1000V

Fréquence d'utilisation : TRMS AC ou AC+DC 20Hz-50kHz

Protection : 1000V DC/AC pic RMS

Résolution : 10?V

Courant AC/DC : 20mA-200mA-20A/20mA-200mA-2A-20A

Fréquence d'utilisation : TRMS AC ou AC+DC 20Hz-50kHz

Résistance : 200-2k-20k-200k-2M?-20M?

Test diode, continuité, transistor

Capacité : 20nF-2?F-200?F

Fréquence : 20kHz-200kHz

Alimentation : secteur 110/240V AC +/-10%, 50/60Hz

Dimensions : 260 x 220 x 82 mm

Masse : 1kg

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.