

Multimètre Digital Polyvalent



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 43,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

2000 points.

LCD 3 1/2 digits, 21 mm

Réglage manuel

Gammes: DCV, ACV, DCA, ACA, OHM,

Test de Diode, Test de Transistor,

Test de Continuité...Capacimètre,

Thermomètre et Fréquencemètre.

Protection par fusible sur calibre mA

Norme CE et IEC 1010-1 cat II 500V

DC V: 200mV-2V-20V-200V-600V - 0,1 mV

AC V: 20V-200V-600V - 0,01 V

DC A: 20mA-200mA-10A - 0,01 mA

AC A: 20mA-200mA-10A - 0,01 mA

R: 200ohms-2k-20k-200k-2M-20M - 0,1 ohm

C: 200nF-2?F-20?F - 0,1 nF

Temp: -40°C à +400°C - 1 °C

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.