

PCR Rapide - Utilisation d'un Thermocycleur





Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 213,97 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Cette expérience fait appel à la PCR pour amplifier une petite section d'ADN lambda via un processus en 2 étapes, ce qui permet de gagner beaucoup de temps en classe et de réaliser une expérience de laboratoire en une session.

Ce kit comprend les éléments suivants : notice, billes PCR, matrice d'ADN et amorces, échelle pour la taille de l'ADN, eau ultrapure, billes de cire, colorant de chargement de gel, agarose, tampon pour électrophorèse et colorant en gel.

Pour 10 groupes de TP

Autres éléments nécessaires : micropipettes à volume réglable 5 à 50 ?l, pointes, thermocycleur, cuve d'électrophorèse et alimentation, micro-ondes et Illuminateur UV.

Temps de réalisation : 60 minutes

1 / 2

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

2 / 2