

Porte Lentilles diam 40 et Diapositives à Clips



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 31,85 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Accessoire inclus dans le banc d'optique Prismatique
Support métal noir Ø 120mm sur tige aluminium Ø 10 mm
1 face accueillant les lentilles Ø 40 mm (bague de maintien)
1 face accueillant les diapositives 50x50mm (coulissement)
Clip à pince intégré
Dimensions : 245 x 120 x 35 mm
Poids : 180 g

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.