

## Ressort d'Etude des Ondes Mécaniques



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 30,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ce ressort est idéal pour illustrer les propriétés des ondes mécaniques: fréquence, longueur d'onde, interférences. Les anneaux à chaque extrémité permettent de tirer et manoeuvrer le ressort. Il peut être étendu de 80 cm à 7 mètres environ.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.