## Sur-meubles Placards - 1500 x 300 x 600 mm









Note : Pas noté **Prix** 

Prix ??TTC : 500,63 €

Poser une question sur ce produit

1 / 2

## Description du produit

Tous les meubles à poser ou à suspendre ont une profondeur de 300 mm.

Ils sont proposés en deux largeurs 1200 mm ou 1500 mm

Tous les meubles sont livrés avec deux demi-étagères réglables.

Tous les meubles "placard" en 1200 mm ou 1500 mm de largeur sont équipés de 2 portes battantes permettant une ouverture totale de chaque demi espace

Les portes peuvent être condamnées par serrure, en option.

Meubles à Poser ou à Supendre "Placard" Hauteur du Module 600 mm

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé **gris clair** d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps du meuble.

## ATTENTION !

Pour les meubles suspendus, n'oubliez pas de commander les Kits de Fixation Murale (1 kit par meuble). Le kit doit absolument être installé en usine...façades en couleurs sous

Façades en couleurs sous conditions et surcout.

## Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.