

## Thermomètre numérique intérieur/Extérieur



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 19,01 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Thermo-hygromètre avec support pour table.

Double écran avec indication de la température intérieure et extérieure.

Câble avec capteur de 1 mètre de longueur.

Unités de température en °C / °F.

Gamme de température intérieure : -10 +50 °C (+14 + 122 °F), résolution : 0,1 °C/°F.

Gamme de température extérieure : -50 +90 °C (-58+194 °F), résolution : 0,1 °C/°F.

Gamme d'humidité : de 20 % à 90%, résolution : 1%.

Fonctions : T° max., T° min. et zone de confort.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.