


Un oscilloscope 2 x 20 MHz - Economique



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 663,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Bande passante 20 MHz
Nombre de voie 2
Sensibilité 5mV à 5V / Div
Fonctionnement CH1 - CH2 - CH1 et CH2 - CH1 $\pm$ CH2
Base de temps 1
Vitesse de balayage 0,2s à 0,2s / Div
Déclenchement
mode variable - auto - TV
Source VERT - DUAL - CH1 - EXT - LINE
Particularités Axe Z
Sécurité CE - IEC1010
Accessoires 2 sondes oscilloscope
Alimentation 110/220VAC 50Hz
Consommation 45W
Ecran 8 x 10 div
Dimensions 316 x 132 x 410 mm
Poids 7,8 kg

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.