## Vestiaire Cases en Z - 2 Cases 300x500x1800 mm





Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 561,38 €

Poser une question sur ce produit

## Description du produit

- Structure monobloc soudée en usine
- Tôle d'acier de 8/10ème recouverte de peinture époxy
- Peinture époxy anticorrosion
- Corps gris clair, coloris des portes au choix : rouges, bleues, noires, gris, vert clair, beige, jaune.
- Gain de place: améliore de 50% votre capacité d'accueil
- Porte renforcée sur toute la hauteur
- Ventilation haute et basse
- Vestiaire avec ouverture de porte 120°
- Penderie munis de 3 porte-cintres
- Porte-étiquettes
- Types fermetures en supplément: moraillon porte-cadenas
- Poids: 29 kg

(Cadenas non fournis)

## Commentaires des clients

1 / 2

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.