

Voltamètre à Electrodes en Platine



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 50,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce petit voltamètre mesure 8 cm de hauteur, il est équipé d'électrodes en platine non interchangeables. Réalisé entièrement en polypropylène, il est muni à sa base de 2 bornes diamètre 4 mm permettant d'alimenter les électrodes. Il est fourni avec 2 tubes à essai. Le corps de l'électrolyseur transparent permet d'observer les dégagements gazeux.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.