


## Colonne Fixe Embout 10 mm - Démontable



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 103,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

#### LA ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

- La Garantie d'un Grand Constructeur : FIRSTLABO - PIEL
- Uniformité de la Gamme et Continuité de Fabrication
- Normalisation Européenne et Agrément Education Nationale NFD 18-201

#### Colonnes à Raccorder sur Commande à Distance

Proposées en 2 modèles à Bec Fixe ou à Bec Orientable.

Robinettes en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives.

#### Avis d'expert...

Guide de Choix de Vos Chandeliers... Chaque modèle est présenté avec un plan coté.

Pour choisir votre robinet, 2 cotes sont importantes:

- la Saillie (A) correspond à la distance de chute de l'eau entre la colonne du chandelier et la cuve,
  - la hauteur du robinet (entre le manette et le plan de travail) qui détermine l'espace maximum de passage d'un récipient
- Toutes les autres cotes sont destinées aux techniciens qui interviennent dans l'entretien et la pose des laboratoires

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.