

Cuve Polypropylène 560 x 460 x 300 mm - Polysinc Beige



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 236,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cuve Vulcathène 560 x 460 mm - Polysinc

Profondeur Utile 300 mm.

Dimensions Utiles 500 x 400 mm

Avec trop plein et Bonde surmoulée.

Bouchon et Grille sont fournis avec la cuve.

Châinette (optionnelle)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.